

TRATAMENTO DE TUMOR

Melhor planejamento, terapia e acompanhamento de radiação pós-operatória, com material radiolúcido BlackArmor® PEEK Carbono

PLACAS PRÉ-CONTORNADAS

Adaptado à anatomia do paciente com lordose cervical



IMPLANTE FEITO COM BLACKARMOR® CARBONO / PEEK

Reduz artefatos em procedimentos de imagens pós-operatórias

PARAFUSOS DE ÂNGULO FIXO

A angulação do parafuso previne a sua penetração através das placas finais


inspirado pela natureza – produzido pela icotec

PLACA CERVICAL ANTERIOR ICOTEC

Ficha Técnica




Carbon/PEEK implant material from icotec




Raio-X intraoperatório, visão lateral

Placa Cervical Anterior icotec com quatro parafusos e KONG®-C VBR M



Pós-operativo CT, visão lateral

Placa Cervical Anterior icotec e KONG®-C VBR M mostrando a colocação ideal final das placas



Pós-operativo MRI, visão sagital

Placa Cervical Anterior icotec e KONG®-C VBR M mostrando a descompressão completa

PLACA CERVICAL ANTERIOR ICOTEC

Placas Cervicais Anteriores icotec

TODOS OS IMPLANTES SÃO ESTERILIZADOS E EMBALADOS

Descrição	Largura	Comprimento	Curvatura Lordótica	Número de referência
Placa Cervical Anterior, 1-Segmental	18 mm	21 mm	6°	12-70-18-21
		23 mm	7°	12-70-18-23
		25 mm	7°	12-70-18-25
		28 mm	8°	12-70-18-28
Placa Cervical Anterior, 2-Segmental	18 mm	38 mm	11°	12-70-18-38
		40 mm	12°	12-70-18-40
		43 mm	12°	12-70-18-43
		45 mm	13°	12-70-18-45
Placa Cervical Anterior, 3-Segmental	18 mm	55 mm	13°	12-73-18-55
		58 mm	13°	12-73-18-58
		61 mm	14°	12-73-18-61
		64 mm	15°	12-73-18-64
		67 mm	15°	12-73-18-67
		70 mm	16°	12-73-18-70
		73 mm	17°	12-73-18-73
		76 mm	17°	12-73-18-76
Placa Cervical Anterior, 4-Segmental	18 mm	79 mm	18°	12-73-18-79
		70 mm	16°	12-74-18-70
		74 mm	17°	12-74-18-74
		78 mm	18°	12-74-18-78
		82 mm	19°	12-74-18-82
		86 mm	20°	12-74-18-86
		90 mm	20°	12-74-18-90
		94 mm	22°	12-74-18-94

Parafusos

Descrição	Diâmetro	Comprimento	Número de referência
Parafuso auto-rosicante	4.0 mm	13 mm	12-70-40-133
		15 mm	12-70-40-153
Parafuso de emergência auto-rosicante	4.25 mm	13 mm	12-70-42-133
		15 mm	12-70-42-153

As informações necessárias para usar o dispositivo e um glossário de símbolos podem aparecer na etiqueta do produto e o significado dos símbolos são disponibilizados por meio eletrônico; as versões atuais e anteriores podem ser baixadas em formato eletrônico em ifu.icotec-medical.com (código = h) ou podem ser solicitados por e-mail ou telefone da icotec. Mediante solicitação, a icotec fornecerá uma versão em papel no prazo de sete dias corridos sem custos. As versões eletrônicas podem ser visualizadas com um leitor de PDF disponível gratuitamente (por exemplo, Adobe Acrobat Reader, que pode ser baixado em www.adobe.com).



www.onbmedical.com.br

DISTRIBUIDOR MASTER BRASIL:

ONB MEDICAL MATERIAIS MÉDICOS S/A

Alameda Terracota, 215 - Conj. 1206/1207 12° andar

CEP 09531-190 - São Caetano do Sul/SP

Fone: (11) 4994-5599

regulatory@onbmedical.com.br

Autorização ANVISA - AFE 8841XX04LX42 (8.14.664-3)

REGISTRO ANVISA

① SISTEMA DE PLACA CERVICAL ANTERIOR - Reg. ANVISA - 80120790087
KIT INSTRUMENTAL PARA SISTEMA DE PLACA CERVICAL ANTERIOR ICOTEC - 80120790088