




As âncoras de sutura push-in AP sem nós são recomendadas para uso em ambos reparos de grandes e pequenas articulações. O design da família de produtos Knotless é atualizado com o Polímero Avançado Parcus, composto por 70% de PLGA e 30% de B-TCP.

Características e benefícios

Polímero avançado

- Reabsorvível, radiotransparente e seguro para RM

Knotless (sem nós)

- Fornece uma alternativa de economia de etapas, quando comparado às convencionais âncoras de sutura "com nós"
- Elimina "pilhas de nós" associadas à irritações dos tecidos moles

Instrumentação para âncoras de sutura push-in AP sem nós					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10365	3.2	Ombro	Furador de 3,2mm com cabo	Não esterilizado	Reutilizável
10874U	-	Peq. Artic.	Brocas Parcus para a Colocação da Âncora de Sutura 28 x 100mm Drill Bit	Não esterilizado	Reutilizável
10615U	-	Ombro	Broca Grande- Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10823	-	Peq. Artic.	Guia de Broca Parcus para a Colocação de Âncora de Sutura Drill Guide, 100mm 8-Point	Não esterilizado	Reutilizável
10924	5.2	Ombro	Guia sem nós com fenda de 8 pontos, com cabo, comprimento do quadril	Não esterilizado	Reutilizável
10446	-	Ombro	Guia da Broca Ponta Coroa com Obturador de Trocarte	Não esterilizado	Reutilizável
10330	-	Ombro	Guia da Broca boca- V Parcus	Não esterilizado	Reutilizável
10406	3.4	Ombro	Obturador do Guia da Broca ponta romba Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10771	3.3	Ombro	Obturador Cônico	Não esterilizado	Reutilizável

KIT INSTRUMENTAL PARA OMBRO PARCUS - Reg. ANVISA 80120790065




Ombro

Distribuidor Master Brasil



OPTIKA SISTEMAS PARA MEDICINA LTDA
Rua Amazonas, 439 - conj 10 /12 /14
CEP 09520-070 - Centro - São Caetano do Sul/SP

Fone: (11) 2856-5858
Autorização ANVISA - AFE 8.01207-9 (KX24L284HMW4)
sac@optikasp.com.br



SLiK Fix é um sistema de parafusagem recomendado para uso em reparos de grandes e pequenas articulações. O SLiK Fix é ideal para reparos de bíceps. Disponível em fibra de carbono reforçado PEEK-OPTIMA.

Características e benefícios

Botão de ativação

- Permite a inserção com uma mão, o que economiza tempo na sala de operação

Ponta de retenção de sutura e arruela de tendão

- Manipulação eficaz do tendão

Projetado para avançar o tendão antes da fixação

- Fixação por compressão ao longo de todo o comprimento do implante

Parafusos SLiK Fix PEEK CF					
Part #	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Descrição	Material	QTDE/Caixa
10995	7	15	Parafuso Parcus Slik Fix PEEK CF - 7.0mm x 15mm	PEEK CF	1
10996	8	15	Parafuso Parcus Slik Fix PEEK CF - 8.0mm x 15mm	PEEK CF	1
10997	9	15	Parafuso Parcus Slik Fix PEEK CF - 9.0mm x 15mm	PEEK CF	1

PARAFUSO PARCUS SLIK FIX PEEK CF - Reg. ANVISA 80120790089


Instrumentais para Parafusos SLiK Fix				
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Uso único/ Reutilizável
11016U	7	Ombro	Broca de Fixação SLiK, 7mm, 150mm NÃO Estéril	Uso único
11017U	8	Ombro	Broca de Fixação SLiK, 8mm, 150mm NÃO Estéril	Uso único
11018U	9	Ombro	Broca de Fixação SLiK, 9mm, 150mm NÃO Estéril	Uso único
11019U	10	Ombro	Broca de Fixação SLiK, 10mm, 150mm NÃO Estéril	Uso único

KIT INSTRUMENTAL PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSO SLIK - Reg. ANVISA 80120790081



Ombro

Distribuidor Master Brasil



SLiK é uma âncora de rosca sem nós recomendada para uso em grandes e pequenos reparos das articulações. Combinando a âncora SLiK com a fita de sutura Parcus Braid, ajuda-se a criar um reparo ideal rotacionando a fileira de forma dupla sem nós. Disponível em PEEK-OPTIMA natural.

Características e benefícios

Botão de ativação

- Permite a inserção com uma mão, o que economiza tempo na sala de operação

Guia de sutura grande

- Capacidade de definir a tensão antes da fixação
- Acomoda múltiplas configurações de sutura / fita

Sem Nós

- Fornece uma alternativa de economia de etapas para as convencionais Âncoras de sutura "com nós"
- Elimina "pilhas de nós" associadas à irritação dos tecidos moles


Debastador/Dispositivo de punção					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
11092	4.1	Ombro	Debastador/Dispositivo de punção 4.1mm SLiK Awl	Não esterilizado	Reutilizável

KIT INSTRUMENTAL PARA OMBRO PARCUS - Reg. ANVISA 80120790065



Ombro

Distribuidor Master Brasil



As âncoras de sutura Draw Tight são recomendadas para o uso em grandes e pequenos reparos nas articulações. Feitas com UHMWPE e um power tip PEEK-OPTIMA natural.

Características e benefícios

Pequena inserção footprint e fixação sub-cortical

- Proteção óssea

Suturas de implantação

- Confirmação tátil de que a implantação da âncora foi bem-sucedida

PEEK Power Tip

- Oferece inserção melhorada e um núcleo sólido para maior fixação

Âncoras de sutura Draw Tight					
Part #	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Descrição	Material	QTD/Caixa
10565	1.8	-	Âncora Draw Tight de 1.8mm de Carga Simples	UHMWPE	1
10588	3.2	-	Âncora Draw Tight de 3.2mm de Carga Dupla	UHMWPE	1

ÂNCORA DE SUTURA PARCUS DRAW TIGHT - Reg. ANVISA 80120790062

Instrumentais para Âncoras de sutura Draw Tight					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10365	3.2	Ombro	Furador de 3,2mm com cabo	Não esterilizado	Reutilizável
10873U	-	Peq. Artic.	Brocas Parcus para a Colocação da Âncora de Sutura 1.8mm x 100mm Drill Bit	Não esterilizado	Reutilizável
10590U	-	Ombro	Broca de Retirada Firme Reutilizável de 1,8mm com Parada	Não esterilizado	Reutilizável
10505U	3.2	Peq. Artic.	Broca Não Estéril de 3,2mm x 130mm	Não esterilizado	Reutilizável
10540U	3.2	Ombro	Broca com Parada de 3,2mm x 300mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10591	-	Ombro	Guia da Broca de 3,2mm	Não esterilizado	Reutilizável
10823	-	Peq. Artic.	Guia de Broca Parcus p/ Colocação de Âncora de Sutura Drill Guide, 100mm 8-Point	Não esterilizado	Reutilizável
10406	3.4	Ombro	Obturador do Guia da Broca ponta romba Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10771	3.3	Ombro	Obturador Cônico	Não esterilizado	Reutilizável
10405	3.4	Ombro	Obturador do Guia da Broca ponta Trocarte. Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável

KIT INSTRUMENTAL PARA OMBRO PARCUS - Reg. ANVISA 80120790065




Ombro

Distribuidor Master Brasil



OPTIKA SISTEMAS PARA MEDICINA LTDA
Rua Amazonas, 439 - conj 10 / 12 / 14
CEP 09520-070 - Centro - São Caetano do Sul/SP

Fone: (11) 2856-5858
Autorização ANVISA - AFE 8.01207-9 (KX24L284HMMW4)
sac@optikasp.com.br



As âncoras de sutura push-in PEEK CF são recomendadas para a fixação com nós em casos de instabilidade do ombro ou pé e tornozelo

Características e benefícios

Feito de PEEK-OPTIMA reforçado com fibra de carbono

- Não absorvível, radiotransparente e seguro para Ressonância magnética
- Módulo de elasticidade próximo ao osso cortical

Âncoras de sutura Push-in PEEK CF					
Part #	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Descrição	Material	QTD/Caixa
10323T	3.5	8	Âncora de Sutura Impactada PEEK CF com Sutura 35	PEEK CF	1
10407	3.5	8	Âncora de Sutura Impactada PEEK CF com Agulha	PEEK CF	1

ÂNCORA DE SUTURA PARCUS PEEK CF - Reg. ANVISA 80120790059

Instrumentais para Âncoras de sutura Push-in PEEK CF					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10333U	2.8	Peq. Artic.	Broca Não Estéril de 2,8mm x 130mm	Não esterilizado	Reutilizável
10538U	2.8	Ombro	Broca com Parada de 2,8mm x 300mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10482U	3	Peq. Artic.	Broca Não Estéril de 3,0mm x 130mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10537U	3	Ombro	Broca com Parada de 3,0mm x 300mm	Não esterilizado	Reutilizável
10823	-	Peq. Artic.	Guia de Broca Parcus para a Colocação de Âncora de Sutura Drill Guide, 100mm 8-Point	Não esterilizado	Reutilizável
10924	5.2	Ombro	Guia sem nós com fenda de 8 pontos, c/ cabo, comp. do quadril	Não esterilizado	Reutilizável
10446	-	Ombro	Guia da Broca Ponta Coroa com Obturador de Trocarte	Não esterilizado	Reutilizável
10330	-	Ombro	Guia da Broca boca- V Parcus	Não esterilizado	Reutilizável
10406	3.4	Ombro	Obturador do Guia da Broca ponta romba Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10771	3.3	Ombro	Obturador Cônico	Não esterilizado	Reutilizável
10405	3.4	Ombro	Obturador do Guia da Broca ponta Trocarte. Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10397	2.8	Ombro	Haste de transferência de 2,8mm	Não esterilizado	Reutilizável


KIT INSTRUMENTAL PARA OMBRO PARCUS - Reg. ANVISA 80120790065



Ombro

Distribuidor Master Brasil

1 Acomoda guia de broca de 300 mm
2 Use c / 10446 e 10330



As âncoras de sutura sem nós PUSH IN PEEK CF são recomendadas para o uso em reparos de grandes e pequenas articulações

Características e benefícios

Feito de PEEK-OPTIMA reforçado com fibra de carbono

- Não absorvível, radiotransparente e seguro para RM
- Módulo de elasticidade próximo ao osso cortical

Sem nós

- Oferece uma alternativa econômica em etapas se comparado às convencionais âncoras de sutura "com nós"
- Elimina as "pilhas de nós" associadas à irritação nos tecidos moles

Âncoras de sutura PUSH IN PEEK CF sem nós					
Part #	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Descrição	Material	QTD/ Caixa
10312	2.8	28	28 Âncora de Sutura de Encaixe sem nós PEEK CF - 2.8 X 10mm, Driver 14cm	PEEK CF	1
10994	3.5	35	35 Âncora de Sutura de Encaixe sem nós PEEK CF - 3.5 X 10mm, Driver 14cm	PEEK CF	1
10313	3.5	35	35 Knotless PEEK CF Âncora de Sutura	PEEK CF	1
10314	4.5	16.3	45 Knotless PEEK CF Âncora de Sutura	PEEK CF	1
10315	5.5	18.1	55 Knotless PEEK CF Âncora de Sutura	PEEK CF	1

10312 e 10994 ÂNCORA DE SUTURA PEEK CF PUSH-IN SEM NÓ - Reg. ANVISA 80120790084 / 10313, 10314 e 10315 ÂNCORA SEM NÓS PARCUS - Reg. ANVISA 80120790058

Âncora de sutura push-in PEEK CF sem nós, comprimento do quadril					
Part #	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Descrição	Material	QTD/Caixa
10312H	2.8	28	Âncora de Sut. de Encaixe sem nós PEEK CF - 2.8 X 10mm, 20cm	PEEK CF	1


ÂNCORA DE SUTURA PEEK CF PUSH-IN SEM NÓ - Reg. ANVISA 80120790084

Instrumentais para Âncoras de sutura Push-in PEEK CF sem nós					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10483	-	Ombro	Condutor da Âncora de Sutura Sem Nó 35	Não esterilizado	Reutilizável
10487	-	Ombro	Acionador da Âncora de Sutura Sem Nó 45	Não esterilizado	Reutilizável
10365	3.2	Ombro	Furador de 3,2mm com cabo	Não esterilizado	Reutilizável
10333U	2.8	Peq. Artic.	Broca Não Estéril de 2,8mm x 130mm	Não esterilizado	Reutilizável
10874U	-	Peq. Artic.	Brocas Parcus para a Colocação da Âncora de Sutura 28 Knotless x 100mm Drill Bit	Não esterilizado	Reutilizável
10538U	2.8	Ombro	Broca com Parada de 2,8mm x 300mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10615U	-	Ombro	Broca Grande- Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10482U	3	Peq. Artic.	Broca Não Estéril de 3,0mm x 130mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10537U	3	Ombro	Broca com Parada de 3,0mm x 300mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10505U	3.2	Peq. Artic.	Broca Não Estéril de 3,2mm x 130mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10540U	3.2	Ombro	Broca com Parada de 3,2mm x 300mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10823	-	Peq. Artic.	Guia de Broca Parcus p/ a Colocação de Âncora de Sutura Drill Guide, 100mm 8-Point	Não esterilizado	Reutilizável
10924	5.2	Ombro	Guia sem nós com fenda de 8 pontos, com cabo, comprimento do quadril	Não esterilizado	Reutilizável
10446	-	Ombro	Guia da Broca Ponta Coroa com Obturador de Trocarte	Não esterilizado	Reutilizável
10330	-	Ombro	Guia da Broca boca-V Parcus	Não esterilizado	Reutilizável
10406	3.4	Ombro	Obturador do Guia da Broca ponta romba Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10771	3.3	Ombro	Obturador Cônico	Não esterilizado	Reutilizável
10405	3.5	Ombro	Obturador do Guia da Broca ponta Trocarte. Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10397	2.8	Ombro	Haste de transferência de 2,8mm	Não esterilizado	Reutilizável

KIT INSTRUMENTAL PARA OMBRO PARCUS - Reg. ANVISA 80120790065

Ombro

Distribuidor Master Brasil



As âncoras de sutura push-in PEEK sem nós são recomendadas para o uso em reparos de grandes e pequenas articulações. Disponível em PEEK-OPTIMA natural.

Características e benefícios

Sem nós

- Oferece uma alternativa econômica em etapas se comparado às âncoras de sutura "com nós" convencionais
- Elimina as "pilhas de nós" associadas à irritação nos tecidos moles

Feito de PEEK-OPTIMA reforçado com fibra de carbono

- Não absorvível, radiotransparente e seguro para RM

Instrumentais para Âncoras de sutura Push-in PEEK sem nós					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10874U	-	Peq. Artic.	Brocas Parcus para a Colocação da Âncora de Sutura 28 Knotless x 100mm Drill Bit	Não esterilizado	Reutilizável
10615U	-	Ombro	Broca Grande- Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10823	-	Peq. Artic.	Guia de Broca Parcus p/ a Colocação de Âncora de Sutura Drill Guide, 100mm 8-Point	Não esterilizado	Reutilizável
10924	5.2	Ombro	Guia sem nós c/ fenda de 8 pontos, com cabo, comp. do quadril	Não esterilizado	Reutilizável
10446	-	Ombro	Guia da Broca Ponta Coroa com Obturador de Trocarte	Não esterilizado	Reutilizável
10330	-	Ombro	Guia da Broca boca- V Parcus	Não esterilizado	Reutilizável
10406	3.4	Ombro	Obturador do Guia da Broca ponta romba Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10771	3.3	Ombro	Obturador Cônico	Não esterilizado	Reutilizável
10405	3.5	Ombro	Obturador do Guia da Broca ponta Trocarte. Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável


KIT INSTRUMENTAL PARA OMBRO PARCUS - Reg. ANVISA 80120790065



- 1 use com 10313
- 2 use com 10314 ou 10315
- 3 use com 10329 ou 10466
- 4 use com 10446 ou 10330

Ombro

Distribuidor Master Brasil



As âncoras de sutura PEEK Twist e Triplo Twist são recomendadas para uso em reparos de grandes e pequenas articulações.

Características e benefícios

Design totalmente rosqueável

- Fixação cortical ideal
- Reduz o risco de "recuo"

Feito de PEEK-OPTIMA reforçado com fibra de carbono

- Não absorvível, radiotransparente e seguro para RM

Âncora de Sutura Rosqueável PEEK Parcus Twist					
Part #	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Descrição	Material	QTD/Caixa
10511T	4.5	12.6	Âncora de Sutura PEEK de 4,5mm Parcus Twist	PEEK	1
10517T	5.5	12.6	Âncora de Sutura PEEK de 5,5mm Parcus Twist	PEEK	1
10518T	6.5	12.6	Âncora de Sutura PEEK de 6,5mm Parcus Twist	PEEK	1
10522	5.5	12.6	Âncora de Sutura PEEK de 5,5mm Parcus Twist c/ Agulhas	PEEK	1
10523	6.5	12.6	Âncora de Sutura PEEK de 6,5mm Parcus Twist c/ Agulhas	PEEK	1


ÂNCORA DE SUTURA PARCUS EM PEEK - Reg. ANVISA 80120790060

Instrumental para Âncoras de sutura rosqueáveis Twist PEEK					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10365	3.2	Ombro	Furador de 3,2mm com cabo	Não esterilizado	Reutilizável
10338	4.1	Ombro	Furador de 4,1mm com cabo	Não esterilizado	Reutilizável
10609	4.5	Ombro	Macho de 4,5mm com cabo	Não esterilizado	Reutilizável
10277	5.5	Ombro	Macho/Perfurador para Âncora de Sutura 5,5- 6,5mm	Não esterilizado	Reutilizável
10222	5.5	Ombro	Macho/Perfurador para Âncora de Sutura 5,5- 6,5mm (hudson)	Não esterilizado	Reutilizável
10505U	3.2	Peq. Artic.	Broca Não Estéril de 3,2mm x 130mm	Não esterilizado	Reutilizável
10540U	3.2	Ombro	Broca com Parada de 3,2mm x 300mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10541U	4	Ombro	Broca com Parada de 4,0mm x 300mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10823	-	Peq. Artic.	Guia de Broca Parcus para a Colocação de Âncora de Sutura Drill Guide, 100mm 8-Point	Não esterilizado	Reutilizável

KIT INSTRUMENTAL PARA OMBRO PARCUS - Reg. ANVISA 80120790065

Ombro

Distribuidor Master Brasil



As âncoras de sutura PEEK CF V-LoX e V-LoX³, da primeira família de âncoras de sutura fabricadas com PEEK-OPTIMA reforçado com fibra de carbono, são recomendados para uso em reparos de grandes e pequenas articulações.

Características e benefícios

Design totalmente rosqueável

- Fixação cortical ideal
- Reduz o risco de "recuo"

Feito de PEEK-OPTIMA reforçado com fibra de carbono

- Não absorvível, radiotransparente e seguro para Ressonância magnética
- Módulo de elasticidade próximo ao osso cortical

Âncora de sutura rosqueável V-LoX Peek CF

Part #	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Descrição	Material	QTD/Box
10253	5.5	12.7	Âncora de Sutura V-LoX PEEK CF 5,5mm (bran/azul e bran/preto)	PEEK CF	1
10253T	5.5	12.7	Âncora de Sutura V-LoX PEEK CF 5,5mm (azul e branco/verde)	PEEK CF	1
10254T	6.5	12.7	Âncora de Sutura V-LoX PEEK CF 6,5mm (azul e branco/verde)	PEEK CF	1

ÂNCORA DE SUTURA PARCUS EM PEEK - Reg. ANVISA 80120790060

Instrumental para Âncora de sutura rosqueável V-LoX Peek CF


Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10338	4.1	Ombro	Furador de 4,1mm com cabo	Não esterilizado	Reutilizável
10277	5.5	Ombro	Macho/Perfurador para Âncora de Sutura 5,5- 6,5mm	Não esterilizado	Reutilizável
10222	5.5	Ombro	Macho/Perfurador para Âncora de Sutura 5,5- 6,5	Não esterilizado	Reutilizável

KIT INSTRUMENTAL PARA OMBRO PARCUS - Reg. ANVISA 80120790065



Ombro

Distribuidor Master Brasil



As âncoras de sutura de titânio rosqueáveis V-LoX & V-LoX³ são recomendadas para uso tanto em reparos de grandes articulações como em pequenas. Rápido, fácil e confiável; os implantes de titânio proporcionam alta resistência e estabilidade, reduzindo a necessidade de perfuração e rosqueamento.

Características e benefícios

Design totalmente rosqueável

- Fixação cortical ideal
- Reduz o risco de "recuo"

Fabricado em liga de titânio 6Al-4V ELI

- Fios auto-roscentes

Âncora de sutura de Titânio rosqueável V-LoX					
Part #	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Descrição	Material	QTD/ Caixa
10353T	4.5	13.9	Âncora de Sutura em Titânio V-LoX 4,5mm (azul e branco/verde)	Titânio	1
10251	5	13.9	Âncora de Sutura em Titânio V-LoX 5,0mm (bran/azul e bran/preto)	Titânio	1
10356T	5.5	14.1	Âncora de Sutura em Titânio V-LoX 5,5mm (azul e branco/verde)	Titânio	1
10252T	6.5	13.9	Âncora de Sutura em Titânio V-LoX 6,5mm (azul e branco/verde)	Titânio	1
10257	5	13.9	Âncora de Sutura em Titânio V-LoX 5,0mm (branco e bran/azul) c/ Agulhas (MO-6)	Titânio	1
10258	6.5	13.9	Âncora de Sutura em Titânio V-LoX 6,5mm (branco e bran/azul) c/ Agulhas (MO-6)	Titânio	1


Âncora de sutura de Titânio rosqueável V-LoX ³					
Part #	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Descrição	Material	QTD/ Caixa
10284T	5.5	14.1	Âncora de Sutura em Titânio V-LoX ³ 5,5mm (azul, branco/verde, branco/preto)	Titânio	1
10356	5.5	13.9	Âncora de Sutura em Titânio V-LoX ³ 5,5mm (azul, branco/verde, branco/preto)	Titânio	1

ÂNCORA DE SUTURA PARCUS EM TITÂNIO - Reg. ANVISA 80120790061



Ombro

Distribuidor Master Brasil



O Parcus Braid, disponível em múltiplas configurações: fita de sutura, infinity loop e sutura, são recomendados para uso na aproximação de tecidos moles e enxertos alográficos em procedimentos de medicina esportiva.

Características e benefícios

Fabricado em Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE)

- Alta resistência
- Não absorvível

Variedade de combinações de cores

- Gerenciamento de suturas em reparos complicados

Várias opções de agulhas

- Ideal para procedimentos cirúrgicos abertos

Sutura Parcus Braid				
Part #	Tamanho	Descrição	Comp Total	QTD/ Caixa
20049	#2	Parcus Braid Azul/Branco e Preto/Branco sem Agulha #2 (5.0) x 36" (90cm)	36"	12


SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL BRAID PARCUS - Reg. ANVISA - 80120790083



Agulhas	
Tipo	Descrição
CE	Agulha curva de corte invertido
MO-6	Agulha curva 28mm
MO-6 & CE	Agulha MO-6 em um lado, agulha CE no outro lado
CCS	Agulha curvada de perfuração 48mm

Ombro

Distribuidor Master Brasil



A Unidade e o Kit de Tração de Ombro são desenvolvidos para fornecer um método conveniente para tracionar e posicionar o braço do paciente durante os procedimentos no ombro.

Características e benefícios

Stockinette

- Cria uma barreira estéril à prova de umidade para reduzir a migração bacteriana

Tiras Patenteadas Stroll

- Aplicação rápida e fácil

Kit embalado

- Conveniência na sala de cirurgia

Kit de Suspensão e Tração de Ombro Parcus


Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
20016	-	Ombro	Kit de Suspensão de Ombro Parcus (6 por caixa)	Esterilizado	Uso único
10129	-	Ombro	Unidade de tração Parcus (PTU)	Não esterilizado	Reutilizável

SISTEMA DE TRAÇÃO PARCUS (PTU) - Reg. ANVISA 80120790078



Ombro

Distribuidor Master Brasil



Os instrumentais de ombro Parcus são projetados para fornecer uma preparação precisa nos locais de implantes, essenciais para o desempenho e resultados reproduzíveis. Disponível individualmente ou como parte do conjunto de instrumentais de âncora de sutura.

Características e benefícios

Desenvolvido para atender às necessidades de vários procedimentos ortopédicos

- Técnicas artroscópicas e mini-abertas
- Aplicações com rosca e sem nós

Marcação de profundidade à laser (se aplicável)

- Conveniência em uma sala de cirurgia

Codificação de cores

- Método para a equipe cirúrgica reconhecer rapidamente os dispositivos relacionados
- Ideal em situações de pouca luz

Conjunto de instrumentais de âncora de sutura					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10761	-	Ombro	Bandeja para Instrumental Parcus	Não esterilizado	Reutilizável

Drivers					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10483	-	Ombro	Condutor da Âncora de Sutura Sem Nó 35	Não esterilizado	Reutilizável
10487	-	Ombro	Acionador da Âncora de Sutura Sem Nó 45	Não esterilizado	Reutilizável

Furadores					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10365	3.2	Ombro	Furador de 3,2mm com cabo	Não esterilizado	Reutilizável
10338	4.1	Ombro	Furador de 4,1mm com cabo	Não esterilizado	Reutilizável
11092	4.1	Ombro	Debastador/Dispositivo de punção 4.1mm SLiK Awl	Não esterilizado	Reutilizável

Macho / Perfurador					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10609	4.5	Ombro	Macho de 4,5mm com cabo	Não esterilizado	Reutilizável
10277	5.5	Ombro	Macho/Perfurador para Âncora de Sutura 5,5- 6,5mm	Não esterilizado	Reutilizável
10222	5.5	Ombro	Macho/Perfurador para Âncora de Sutura 5,5- 6,5mm	Não esterilizado	Reutilizável

KIT INSTRUMENTAL PARA OMBRO PARCUS - Reg. ANVISA 80120790065



Ombro

Distribuidor Master Brasil



OPTIKA SISTEMAS PARA MEDICINA LTDA
Rua Amazonas, 439 - conj 10 /12 /14
CEP 09520-070 - Centro - São Caetano do Sul/SP

Fone: (11) 2856-5858
Autorização ANVISA - AFE 8.01207-9 (KX24L284HMMW4)
sac@optikasp.com.br

Macho / Perfurador					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10590U ¹	-	Ombro	Broca de Retirada Firme Reutilizável de 1,8mm com Parada	Não esterilizado	Reutilizável
10538U ¹	2.8	Ombro	Broca com Parada de 2,8mm x 300mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10615U ¹	-	Ombro	Broca Grande- Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10537U ¹	3	Ombro	Broca com Parada de 3,0mm x 300mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10540U ¹	3.2	Ombro	Broca com Parada de 3,2mm x 300mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10541U ¹	4	Ombro	Broca com Parada de 4,0mm x 300mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
11016U ²	7	Ombro	Broca de Fixação SLiK, 7mm, 150mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
11017U ²	8	Ombro	Broca de Fixação SLiK, 8mm, 150mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
11018U ²	9	Ombro	Broca de Fixação SLiK, 9mm, 150mm, Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
11019U ²	10	Ombro	Broca de Fixação SLiK, 10mm, 150mm, Não Estéril	Não esterilizado	Uso único

1- 10590U a 10541U KIT INSTRUMENTAL PARA OMBRO PARCUS - Reg. ANVISA 80120790065


2- 11016U a 11019U KIT INSTRUMENTAL PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSO SLIK - Reg. ANVISA - 80120790081

Guias de perfuração, obturadores e alavanca de comutação					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10591	-	Ombro	Guia Da Broca de 3,2mm	Não esterilizado	Reutilizável
10924	5.2	Ombro	Guia sem nós c/ fenda de 8 pontos, c/ cabo, comprim. do quadril	Não esterilizado	Reutilizável
10446	-	Ombro	Guia da Broca Ponta Coroa com Obturador de Trocarte	Não esterilizado	Reutilizável
10330	-	Ombro	Guia da Broca boca- V Parcus	Não esterilizado	Reutilizável
10406	3.4	Ombro	Obturador do Guia da Broca ponta romba Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10771	3.3	Ombro	Obturador Cônico	Não esterilizado	Reutilizável
10933	4.8	Ombro	Obturador Cônico Canulado	Não esterilizado	Reutilizável
10405	3.4	Ombro	Obturador do Guia da Broca ponta Trocarte. Não Estéril	Não esterilizado	Reutilizável
10397	2.8	Ombro	Haste de transferência de 2,8mm	Não esterilizado	Reutilizável

KIT INSTRUMENTAL PARA OMBRO PARCUS - Reg. ANVISA 80120790065

Instrumental para pequenas articulações					
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição	Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
10873U	-	Ombro	Brocas Parcus para a Colocação da Âncora de Sutura 1.8mm x 100mm Drill Bit	Não esterilizado	Reutilizável
10333U	2.8	Ombro	Broca Não Estéril de 2,8mm x 130mm	Não esterilizado	Reutilizável
10874U	-	Ombro	Brocas Parcus para a Colocação da Âncora de Sutura 28 x 100mm	Não esterilizado	Reutilizável
10482U	3	Ombro	Broca Não Estéril de 3,0mm x 130mm	Não esterilizado	Reutilizável
10505U	3.2	Ombro	Broca Não Estéril de 3,2mm x 130mm	Não esterilizado	Reutilizável
10823	3.5	Ombro	Guia de Broca Parcus para a Colocação de Âncora de Sutura Drill Guide, 100mm 8-Point	Não esterilizado	Reutilizável

KIT INSTRUMENTAL PARA OMBRO PARCUS - Reg. ANVISA 80120790065



Ombro

Distribuidor Master Brasil

¹ Use com 10313

² Use com 10314 ou 10315