




Os instrumentais Parcus Hip são projetados para fornecer uma preparação precisa dos locais de implante essenciais para o desempenho e resultados reproduzíveis. Os instrumentais Parcus para quadril juntamente com as âncoras Parcus oferecem uma solução completa para reparos no quadril.

Características e benefícios

Instrumentais de comprimento estendido


- Acesso otimizado ao quadril

Marcação de profundidade a laser (conforme aplicável)

- Conveniência na sala de cirurgia

Instrumental de Quadril				Esterilizado/ Não esterilizado	Uso único/ Reutilizável
Part #	Diâmetro (mm)	Articulação	Descrição		
10615HU	-	Quadril	Broca sem nó com parada positiva, não estéril reutilizável, comprimento do quadril	Não esterilizado	Reutilizável
10446H	-	Quadril	Guia de Broca de 8 pontos com Obturador. Comprimento do quadril	Não esterilizado	Reutilizável
10924H	5.2	Quadril	Guia sem nós com fenda de 8 pontos com alça de cauda de castor. Comprimento do quadril	Não esterilizado	Reutilizável
10933H	4.8	Quadril	Obturador de ponta cônica canulada. Comprimento do quadril	Não esterilizado	Reutilizável
10771H	3.3	Quadril	Obturador de pontas cônicas canuladas (Cânulação de 1.8mm). Comprimento do quadril (Uso com o guia da broca 10446H)	Não esterilizado	Reutilizável

KIT INSTRUMENTAL PARA QUADRIL - Reg. ANVISA 80120790079



Quadril

Distribuidor Master Brasil



OPTIKA SISTEMAS PARA MEDICINA LTDA
Rua Amazonas, 439 - conj 10 /12 /14
CEP 09520-070 - Centro - São Caetano do Sul/SP

Fone: (11) 2856-5858
Autorização ANVISA - AFE 8.01207-9 (KX24L284HWW4)
sac@optikasp.com.br